

# MediLime jejunale katheters

De MediLime jejunale voedingskatheter is een hulpmiddel van 100% siliconen voor het toedienen van enterale voeding in het distale duodenum of jejunum. Het hulpmiddel omvat een enkellumensonde, een huidplaatje met ontluchting en een fixatieballon. De jejunale voedingskatheter wordt uitgeleverd met een MediLime ENFit male en female cap.

## Artikelnummers

Artikelnummer	Artikelomschrijving				Eenheid
0701-12	MediLime Jejunal Feeding tube	2-way	12FR	5ml	2 stuks
0701-14	MediLime Jejunal Feeding tube	2-way	14FR	5ml	2 stuks
0701-16	MediLime Jejunal Feeding tube	2-way	16FR	10ml	2 stuks

## Productkenmerken

Materiaal	Siliconen
PHT en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA (tot verpakking is geopend)
Verpakking	Per stuk verpakt
Eenheid	Per 2 stuks
Type barcode	GS1

