



MediLime Tummy Button





De Tummy Button

De Tummy Button van MediLime behoort tot de nieuwste generatie voedingskatheters. Hij is gemaakt in samenwerking met verpleegkundigen en op basis van gebruikersvragen. De kwalitatief hoogwaardige voedingskatheter voldoet aan alle standaarden.

De Tummy Button wordt door de buikwand, via de stoma, in de maag geplaatst. Met de bijgeleverde invoergeleider is de plaatsing zeer eenvoudig. Met behulp van een ballon blijft de voedingskatheter op zijn plaats zitten. De gebruiker kan de Tummy Button zelf verwisselen.



Ongekende vrijheid

De gebruiksvriendelijke button ligt plat op de huid waardoor deze niet blijft haken. Alleen tijdens het toedienen van voeding en medicatie wordt er een verlengslang aan gekoppeld. Patiënten die langdurig op sondevoeding zijn aangewezen, hebben met de Tummy Button een onbeperkte (bewegings)vrijheid. De button vormt daarom geen belemmering voor deelname aan een actief en sociaal leven.

Lichaamsvriendelijk

De Tummy Button is in tegenstelling tot andere voedingskatheters gemaakt van de puurste siliconen – het meest lichaamsvriendelijke materiaal – en bevat geen weekmakers.

Uitvoerig getest

De Tummy Button is uitvoerig getest. Verpleegkundigen zien veel minder huidirritaties bij gebruikers en zij zijn om die reden enthousiast. De Tummy Button van MediLime en bijbehorende accessoires voldoen aan de nieuwe wereldwijde standaard voor voedingskatheters (ENFit).

Een passende oplossing

Door de uitgebreide maatvoering van de voedingskatheter is voor elke gebruiker een passende oplossing te vinden. De juiste lengte wordt eenvoudig bepaald door eerst de stoma te meten met een meetkatheter. De Tummy Button is verkrijgbaar in 14 stomalengtes en in de frenchmaten 12, 14, 16, 18, 20 en 24. De verlengslangen zijn universeel en passen daardoor op elke maat button. De button kan alleen geplaatst worden bij patiënten die al een stoma hebben.

Bij de MediLime Tummy Button hoort een uitgebreide handleiding en verzorgingstips. Deze kunt u vinden op onze website.



Tummy Button accessoires




0321-12 Y-stuk Bolus Luer (30cm)
0321-24 Y-stuk Bolus Luer (60cm)



0323-12 Bolus (30 cm)



0328-12 ENFit (30 cm)
0328-24 ENFit (60 cm)



0329-12 ENFit Y-connector (30 cm)
0329-24 ENFit Y-connector (60 cm)



0325-00 Meetkatheter

MediLime Tummy Button laag profiel voedingskatheter

12 french artikelnr.

3ml ballon

0320-12-1.2	Tummy Button	12 fr	1,2 cm
0320-12-1.5	Tummy Button	12 fr	1,5 cm
0320-12-1.7	Tummy Button	12 fr	1,7 cm
0320-12-2.0	Tummy Button	12 fr	2,0 cm
0320-12-2.3	Tummy Button	12 fr	2,3 cm
0320-12-2.5	Tummy Button	12 fr	2,5 cm
0320-12-2.7	Tummy Button	12 fr	2,7 cm
0320-12-3.0	Tummy Button	12 fr	3,0 cm
0320-12-3.5	Tummy Button	12 fr	3,5 cm
0320-12-4.0	Tummy Button	12 fr	4,0 cm

14 french artikelnr.

4ml ballon

0320-14-0.8	Tummy Button	14 fr	0,8 cm
0320-14-1.0	Tummy Button	14 fr	1,0 cm
0320-14-1.2	Tummy Button	14 fr	1,2 cm
0320-14-1.5	Tummy Button	14 fr	1,5 cm
0320-14-1.7	Tummy Button	14 fr	1,7 cm
0320-14-2.0	Tummy Button	14 fr	2,0 cm
0320-14-2.3	Tummy Button	14 fr	2,3 cm
0320-14-2.5	Tummy Button	14 fr	2,5 cm
0320-14-2.7	Tummy Button	14 fr	2,7 cm
0320-14-3.0	Tummy Button	14 fr	3,0 cm
0320-14-3.5	Tummy Button	14 fr	3,5 cm
0320-14-4.0	Tummy Button	14 fr	4,0 cm
0320-14-4.5	Tummy Button	14 fr	4,5 cm
0320-14-5.0	Tummy Button	14 fr	5,0 cm

16 french artikelnr.

5ml ballon

0320-16-0.8	Tummy Button	16 fr	0,8 cm
0320-16-1.0	Tummy Button	16 fr	1,0 cm
0320-16-1.2	Tummy Button	16 fr	1,2 cm
0320-16-1.5	Tummy Button	16 fr	1,5 cm
0320-16-1.7	Tummy Button	16 fr	1,7 cm
0320-16-2.0	Tummy Button	16 fr	2,0 cm
0320-16-2.3	Tummy Button	16 fr	2,3 cm
0320-16-2.5	Tummy Button	16 fr	2,5 cm
0320-16-2.7	Tummy Button	16 fr	2,7 cm
0320-16-3.0	Tummy Button	16 fr	3,0 cm
0320-16-3.5	Tummy Button	16 fr	3,5 cm
0320-16-4.0	Tummy Button	16 fr	4,0 cm
0320-16-4.5	Tummy Button	16 fr	4,5 cm
0320-16-5.0	Tummy Button	16 fr	5,0 cm

18 french artikelnr.

5ml ballon

0320-18-1.0	Tummy Button	18 fr	1,0 cm
0320-18-1.2	Tummy Button	18 fr	1,2 cm
0320-18-1.5	Tummy Button	18 fr	1,5 cm
0320-18-1.7	Tummy Button	18 fr	1,7 cm
0320-18-2.0	Tummy Button	18 fr	2,0 cm
0320-18-2.3	Tummy Button	18 fr	2,3 cm
0320-18-2.5	Tummy Button	18 fr	2,5 cm
0320-18-2.7	Tummy Button	18 fr	2,7 cm
0320-18-3.0	Tummy Button	18 fr	3,0 cm
0320-18-3.5	Tummy Button	18 fr	3,5 cm
0320-18-4.0	Tummy Button	18 fr	4,0 cm
0320-18-4.5	Tummy Button	18 fr	4,5 cm
0320-18-5.0	Tummy Button	18 fr	5,0 cm

20 french artikelnr.

8ml ballon

0320-20-0.8	Tummy Button	20 fr	0,8 cm
0320-20-1.0	Tummy Button	20 fr	1,0 cm
0320-20-1.2	Tummy Button	20 fr	1,2 cm
0320-20-1.5	Tummy Button	20 fr	1,5 cm
0320-20-1.7	Tummy Button	20 fr	1,7 cm
0320-20-2.0	Tummy Button	20 fr	2,0 cm
0320-20-2.3	Tummy Button	20 fr	2,3 cm
0320-20-2.5	Tummy Button	20 fr	2,5 cm
0320-20-2.7	Tummy Button	20 fr	2,7 cm
0320-20-3.0	Tummy Button	20 fr	3,0 cm
0320-20-3.5	Tummy Button	20 fr	3,5 cm
0320-20-4.0	Tummy Button	20 fr	4,0 cm
0320-20-4.5	Tummy Button	20 fr	4,5 cm
0320-20-5.0	Tummy Button	20 fr	5,0 cm

24 french artikelnr.

8ml ballon

0320-24-1.5	Tummy Button	24 fr	1,5 cm
0320-24-1.7	Tummy Button	24 fr	1,7 cm
0320-24-2.0	Tummy Button	24 fr	2,0 cm
0320-24-2.3	Tummy Button	24 fr	2,3 cm
0320-24-2.5	Tummy Button	24 fr	2,5 cm
0320-24-2.7	Tummy Button	24 fr	2,7 cm
0320-24-3.0	Tummy Button	24 fr	3,0 cm
0320-24-3.5	Tummy Button	24 fr	3,5 cm
0320-24-4.0	Tummy Button	24 fr	4,0 cm
0320-24-4.5	Tummy Button	24 fr	4,5 cm
0320-24-5.0	Tummy Button	24 fr	5,0 cm

Specialist in enterale voedingssystemen

Cobra Medical is een groothandel in medische artikelen.

Ruim vijftien jaar geleden zijn we begonnen vanuit de visie het verschil te maken in de levering van medische producten. We zijn gespecialiseerd in enterale voedingssystemen. Cobra Medical levert een ruime variatie aan innovatieve producten en accessoires, gemaakt volgens de nieuwste technologie, voor het toedienen van voeding op de maag en de dunne darm (jejunum).

Scholing

Regelmatig organiseert Cobra Medical voorlichtingsbijeenkomsten, scholingsprogramma's en symposia voor verpleegkundigen in verschillende regio's. Meer informatie vindt u op onze website www.cobramedical.com. Voor een uitgebreid overzicht van ons complete assortiment, verwijzen wij u graag naar onze webcatalogus: catalogus.cobra-medical.nl.

Heeft u vragen, bel ons gerust, we staan u graag te woord.



Stavangerweg 21-14
9723 JC Groningen
Postbus 5153
9700 GD Groningen
Nederland
Tel: +31 (0)50 528 04 98
Fax: +31 (0)50 528 04 95
info@cobramedical.com
www.cobramedical.com

België
Tel: +32 (0)70 66 05 70
Fax: +32 (0)70 66 05 72
info@cobramedical.be
www.cobramedical.be

Medilime