

MediLime ENFit gastrostomiekatheter

De MediLime gastrostomiekatheter met Y ENFit aansluiting is gemaakt om enterale voeding en medicatie toe te dienen. De gastrostomiekatheter is gemaakt van zuiver siliconen en is hierdoor huidvriendelijk en soepel. Het bevat een medicijnpoort waardoor voeden met een spuit vergemakkelijkt wordt. De maat van de sonde en de balloncapaciteit staan duidelijk vermeld op de schacht.

Artikelnummers

Artikelnummer	Artikelomschrijving				Eenheid
0504-12	MediLime Gastrost. tube	2-way	with Y- ENFit adapter	12FR	2 stuks
0504-14	MediLime Gastrost. tube	2-way	with Y- ENFit adapter	14FR	2 stuks
0504-16	MediLime Gastrost. tube	2-way	with Y- ENFit adapter	16FR	2 stuks
0504-18	MediLime Gastrost. tube	2-way	with Y- ENFit adapter	18FR	2 stuks
0504-20	MediLime Gastrost. tube	2-way	with Y- ENFit adapter	20FR	2 stuks
0504-22	MediLime Gastrost. tube	2-way	with Y- ENFit adapter	22FR	2 stuks
0504-24	MediLime Gastrost. tube	2-way	with Y- ENFit adapter	24FR	2 stuks

Productkenmerken

Materiaal	Siliconen
PHT en BPA vrij	JA
Latex vrij	JA
Disposable	JA
Steriel	JA (tot verpakking is geopend)
Verpakking	Per stuk verpakt
Eenheid	Per 2 stuks
Type barcode	GS1

