




Solution
for
Cleaning

Cleaning brush

FOR GASTROENTEROLOGY



3Clean®

References	Sheath diameter	Working lenght	Brush diameter	Brush lenght	Compatibility
MED-164-BRU	1,8 mm	230 cm	6-12 mm	2-4 cm	Bioptic-valve

Esclusivo spazzolino che permette un simultaneo lavaggio del canale aria-acqua / canale biptico. Catetere in pebax. Setole ad alta densità in nylon. Punta arrotondata atraumatica per preservare il canale con guaina flessibile per facilitare il passaggio nel canale biptico. Prodotto monouso - confezione non sterile. Box da 100 pz.

Exclusive brush that allows a simultaneous washing of the aria/water channel/biopsy channel. Catheter in pebax. High density bristles in nylon atraumatic round tip to preserve the channel with flexible sheath to facilitate the passage through the biopsy channel. Packaged not sterile for single use. 100 pcs. per box.

Double Head BRUSH



References	Sheath diameter	Working lenght	Brush diameter	Brush lenght	Compatibility
MED-161-BRU	1,8 mm	160 cm	3 mm	2 cm	Bioptic
MED-162-BRU	1,8 mm	230 cm	6 mm	2 cm	Bioptic

Spazzolino per pulizia canale biptico a doppia spazzola. Catetere in Pebax. Setole ad alta densità in nylon. Punta arrotondata atraumatica per preservare il canale con guaina flessibile per facilitare il passaggio nel canale biptico. Lunghezza compatibile con broncoscopio, gastroscopio e colonscopio. Compatibile con canale biptico da 2 e da 2,8 mm. Lunghezza 160 - 230 cm. Prodotto monouso confezione non sterile. Box da 100 pz.

Cleaning brush for biopsy channel with double brush. Catheter in pebax, high density bristles in nylon. Atraumatic round tip to preserve the channel with flexible sheath to facilitate the passage through the biopsy channel. Lenght compatible with bronchoscope gastroscopie and colonoscope. Compatible with biopsy channel 2 mm and 2,8 mm. Length 160 - 230 cm. Packaged not sterile for single use. 100 pcs. per box.



Valve BRUSH

References	Sheath diameter	Working lenght	Brush diameter	Brush lenght	Compatibility
MED-163-BRU	1,8 mm	13 cm	10,5 mm	3,5 cm	Valve

Spazzolino per pulizia canale aria - acqua.

Setole ad alta densità in nylon. Punta arrotondata atraumatica per preservare il canale con guaina flessibile per facilitare il passaggio nel canale biptico. Manico ergonomico per un facile utilizzo. Prodotto monouso - confezione non sterile. Box da 100 pz.

Cleaning brush for air/water channel.

Catheter in pebax. High density bristles in nylon. Atraumatic round tip to preserve the channel with flexible sheath to facilitate the passage through the biopsy channel. Ergonomic handle easy to use. Packaged not sterile for single use. 100 pcs. per box.

3Clean®



References	Sheath diameter	Working lenght	Brush diameter	Brush lenght	Compatibility
MED-183-BRU	1,8 mm	230 cm	3 mm	2 cm	Bioptic
MED-184-BRU	1,8 mm	230 cm	6 mm	2 cm	Bioptic

Spazzolino per pulizia canale biptico a tripla spazzola. Catetere in Pebax. Setole ad alta densità in nylon. Punta arrotondata atraumatica per preservare il canale con guaina flessibile per facilitare il passaggio nel canale biptico. Lunghezza compatibile con broncoscopio, gastroscopio e colonscopio. Compatibile con canale biptico da 2 e da 2,8 mm. Lunghezza 230 cm. Prodotto monouso confezione non sterile. Box da 100 pz.

Cleaning brush for biopsy channel with triple brush. Catheter in pebax, high density bristles in nylon. Atraumatic round tip to preserve the channel with flexible sheath to facilitate the passage through the biopsy channel. Lenght compatible with bronchoscope gastroscopie and colonoscope. Compatible with biopsy channel 2 mm and 2,8 mm. Length 230 cm. Packaged not sterile for single use. 100 pcs. per box.